

inovaturk



**Şırınga
Katalođu**

BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL, sektörde uzun yıllar tecrübesi olan bir Avrupa firması ile Türk girişimciler tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Merkez ofis olarak özellikle lojistik konusunda stratejik öneme sahip ve üretim için çok elverişli bir şehir olmasından dolayı Konya seçilmiştir.

İlk olarak Türkiye pazarı için tek kullanımlık ürünler ithal edilmeye başlanmıştır. 2011 yılında Medikal Gaz Sistemleri üretimine karar verildi ve 2013 yılında üretime başlandı. Medikal Gaz Sistemleri için 20'den fazla ülkede distribütörlüğü bulunmaktadır.

2015 yılında ithalatı bırakıp Enjektör üretmeye başlandı. Üretim alanı, GMP standardına uygun olarak tamamen otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir.

Müşterilerimizle kalıcı ilişkiler kurmaya devam ediyoruz. Böylelikle ürünlerimizi hastanenin ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.

En iyi kalitede kabul edilebilir fiyatla maksimum müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde ürünleri dizayn ve imal ediyoruz.

Başarımız profesyonel personel ve tam müşteri memnuniyetimiz üzerine kurulmuştur.

BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL, has been founded in 2010 by European company along with Turkish partner both with great experience in medical sector and international trade. We have chosen Konya as our head office because it is a strong industrial center and has a strategic position, production facilities and well developed logistics system.

We started from importing disposable goods for Turkish market. In 2011 we decided to produce medical gas equipment and completed production range in 2013. And now we have distributors for medical gas equipment in more than 20 countries.


In 2015 we started to produce syringes instead of importing. Our production area is fully controlled by automatization system in accordance with GMP standard.

We are permanently keeping contact with our clients and by this we are constantly improving and developing our products according to hospitals' needs.

We always give attention to the design and quality of our products to reach the maximum of customer satisfaction as well for the price, to offer the best price-quality ratio.

Our success is based upon our professional staff and full customer satisfaction.





3P Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

	İğnesiz w/o Needle	18G x 1 1/2"	20G x 1 1/2"	21G x 1 1/2"	22G x 1 1/4"	23G x 1"	23G x 1 1/4"
		(1,20 x 38 mm)	(0,90 x 38 mm)	(0,80 x 38 mm)	(0,70 x 32 mm)	(0,60 x 25 mm)	(0,60 x 32 mm)
2 ml	8680075449540	8680075449809	8680075449816	8680075449908	8680075449861	8680075449793	8680075449779
5 ml	8680075449533	8680075448215	8680075449489	8680075449922	8680075449885	8680075448383	8680075448390
10 ml	8680075449519	8680075448208	8680075449564	8680075449915	8680075449878	8680075448222	8680075448239
20 ml	8680075449526	8680075449762	8680075449755	8680075449892	8680075449854	8680075449748	8680075449731

50 ML Şiringalar

inovatürk

50 ML Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

	İğnesiz w/o Needle	18G x 1 1/2" (1,20 x 38 mm)	20G x 1 1/2" (0,90 x 38 mm)	21G x 1 1/2" (0,80 x 38 mm)
50 ml	8680075449724	8680075449694	8680075449717	8680075449823
50 ml Catheter	8680075449557			

Dental Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

27G x 1 1/2" (0,40 x 40 mm)		27G x 2" (0,40 x 50 mm)	
2 ml /3P	8680075448147	2 ml /3P	8680075449687
2 ml /3P/Luer Lock	8680075449670	2 ml /3P/Luer Lock	8680075448130

Vaccine Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

25G x 1" (0,50 x 25 mm)	26G x 1/2" (0,45 x 13 mm)
2 ml /3P 8680075448352	2 ml /3P 8680075448376

inovatürk Veteriner Şiringaları

Veterinary Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

	21G x 5/8" (0,80 x 16 mm)	18G x 1 1/2" (1,20 x 38 mm)
2 ml /3P	8680075449632	10 ml /3P 8680075448208
5 ml /3P	8680075448161	20 ml /2P 8680075449656
		20 ml /3P 8680075449762
		50 ml /3P 8680075449694

Luer Lock Şiringalar

inovatürk

Luer Lock Syringes



- › Polipropilen
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › Made of polypropylene
- › Easy aspiration up to maximum volume
- › Minimal residual volume
- › High impermeability
- › Easy and comfortable piston movement
- › Safe plunger backstop
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

	İğnesiz w/o Needle	18G x 1 1/2" (1,20 x 38 mm)	20G x 1 1/2" (0,90 x 38 mm)	21G x 1 1/2" (0,80 x 38 mm)	22G x 1 1/4" (0,70 x 32 mm)	23G x 1" (0,60 x 25 mm)	23G x 1 1/4" (0,60 x 32 mm)
2 ml	8680075449649	8680075449618	8680075449939	8680075449472	8680075449465	8680075448611	8680075448406
5 ml	8680075448192	8680075448185	8680075448178	8680075448154	8680075448123	8680075448116	8680075448369
10 ml	8680075448314	8680075448291	8680075448284	8680075448246	8680075448109	8680075448093	8680075448628

inovatürk Hipodermik İğneler

Hypodermic Needles



- › Yüksek kalitede paslanmaz çelik iğne
- › %6 Luer
- › Uluslar arası renk standartlarına uygun, ISO 6009
- › İğnenin bütünlüğünü koruyan koruyucu kapak
- › Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon

- › High quality stainless steel needle
- › % 6 Luer
- › Suitable for international color standards , ISO 6009
- › Protective cap that protects the integrity of the needle
- › Medical grade blister packing consisting of transparent film
- › EO Sterilization

18G x 1 1/2" (1,20 x 38 mm) 8680075449588	20G x 1 1/2" (0,90 x 38 mm) 8680075449571	21G x 1 1/2" (0,80 x 38 mm) 8680075449830	22G x 1 1/4" (0,70 x 32 mm) 8680075449847	23G x 1" (0,60 x 25 mm) 8680075448260
23G x 1 1/4" (0,60 x 32 mm) 8680075448277	25G x 1" (0,50 x 25 mm) 8680075448253	26G x 1/2" (0,45 x 13 mm) 8680075448345	27G x 1 1/2" (0,40 x 40 mm) 8680075448338	27G x 2" (0,40 x 50 mm) 8680075448321

We make the **difference**

inovatürk

Farklı olanı yapıyoruz



+ *inovatürk*



+90 (212) 210 20 20



info@inovaturk.com.tr



www.inovaturk.com.tr

Ataşehir bulvarı, Atatürk Mah. Evinpark Rezidans No:23 a-1 blok d.24 Ataşehir / İSTANBUL